

Analysen- & Präzisionswaagen



HR-AZ



FZ-i



FX-i

Superschnell

4 Jahre Garantie

Starker Überlastschutz

Metallgehäuse

bis zu 41% gespart

Kurze Einschwingzeit von 1 Sekunde (Präzisionswaagen) und 2 Sekunden (Analysenwaagen) - Kleiner Fussabdruck auf dem Labortisch (B5) - Dreh-Schiebetüren (HR-A/AZ) - abnehmbarer Windschutz (alle) - deutlich ablesbares Display - GLP/GMP/GCP/ISO konformer Ausdruck - RS-232C - 14 Wiegeeinheiten - eine programmierbare Einheit - internes Statistikprogramm, USB Schnittstelle (optional) - wiederaufladbares Batteriepack (optional), Dichtebestimmungs-Kit (optional)

Analysenwaagen	Wägebereich g	Ablesbarkeit g	Kalibrierung	Wägeteller mm	Listenpreis €	Aktionspreis €
HR-100A	102	0,0001	extern	Ø 90	985,-	685,-
HR-150A	152	0,0001	extern	Ø 90	1050,-	695,-
HR-250A	252	0,0001	extern	Ø 90	1260,-	750,-
HR-251A	62/252	0,0001/0,001	extern	Ø 90	985,-	695,-
HR-100AZ	102	0,0001	intern	Ø 90	1190,-	765,-
HR-150AZ	152	0,0001	intern	Ø 90	1245,-	815,-
HR-250AZ	252	0,0001	intern	Ø 90	1460,-	860,-
HR-251AZ	62/252	0,0001/0,001	intern	Ø 90	1190,-	815,-
Präzisionswaagen						
FX-120i	122	0,001	extern	Ø 130	570,-	350,-
FX-300i	320	0,001	extern	Ø 130	635,-	399,-
FX-1200i	1220	0,01	extern	Ø 150	570,-	350,-
FX-3000i	3200	0,01	extern	Ø 150	635,-	399,-
FZ-120i-EC	122	0,001	intern	Ø 130	755,-	445,-
FZ-300i-EC	320	0,001	intern	Ø 130	830,-	490,-
FZ-1200i-EC	1220	0,01	intern	Ø 150	755,-	445,-
FZ-3000i-EC	3200	0,01	intern	Ø 150	830,-	490,-