



In unserem FLEX-Tower findet auch die Peripherie moderner Analysensysteme Platz und minimiert den Verbrauch von Arbeitsfläche.

FLEX Tower

Regalsystem zur platzsparenden Installation von HPLC, GC und anderen Analysensystemen.

www.dewert-labortechnik.de

Flex-Tower Ausstattung



- Vollkernmaterial
- Große Durchgriffe für Wartung und Bedienung
- Böden höhenverstellbar
- Rollen mit Feststellbremsen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Auffangwanne für Reagenzien
- Ausstattung variabel
- Integrierte Gasversorgung (Null-Luft, N₂, H₂) mittels Gasgeneratoren möglich
- Standardmaße (BxTxH)
Typ 626: 626x800x1950 mm
Typ 826: 826x800x1950 mm

Zubehör optional:

Einschub-Element Typ 400/2 (B/T/H 375x787x426 mm)

2 Schubladen H200 m. Vollauszug und Softcloseeinzug

PC-Halter Typ PC200 (B/T/H 226x463x300 mm)

Ordner-Halter Typ OR126 (B/T/H 126x303x320 mm)

PP-Wanne f. B600 m. Einschub-Element (B/T/H 220x787x100 mm)

PP-Wanne f. B800 m. Einschub-Element (B/T/H 420x787x100 mm)

Elektro-Anschlussleiste mit:

8 Schuko-Steckdosen (2 Stromkreise) mit 2 Anschlussleitungen

2 RJ45 mit Anschlussleitung 3,5 m

Sondermaße, weitere Ausstattung und andere Farben auf Anfrage

Kontakt



DEWERT Labortechnik
Hartmut Dewert e.K.
Schulstraße 17-19
32289 Rödinghausen

+49 (5226) 700 22 - 0
info@dewert-labortechnik.de
www.dewert-labortechnik.de